




BISHOP[®]
microcatheter

“多面的な機能”を具現化するために開発した スタンダードマイクロカテーテル

それが **BISHOP**[®] (ビショップ) です。

研究

柔軟性と内腔保持性を両立するカテーテルシャフト




追求

塞栓材料のデリバリ安定性



工夫


血管分岐部での引っかかりを軽減



基本性能

「マイクロガイドワイヤ
への追従性」

製品仕様



先端形状



カタログ番号	有効長	先端形状	外径 (エクス線不透過部／先端部／手元部)	内径	適合ガイドワイヤ 最大外径	最大耐圧 (先端開放時)	JANコード
MC16-S110BY	110cm	ストレート	0.645mm／0.73mm／0.93mm (1.9Fr.／2.2Fr.／2.8Fr.)	0.55mm (0.022inch)	0.46mm (0.018inch)	6,895kPa (1,000psi)	4545428032784
MC16-S130BY	130cm	ストレート					4545428032814
MC16-A130BY		アングル					4545428032821
MC16-D130BY		ダブルアングル					4545428032838
MC16-S150BY	150cm	ストレート					4545428032845

- 販 売 名：マイクロカテーテル
- 承認番号：21700BZZ00138000
- 医療機器分類：高度管理医療機器(クラスⅣ)
- 一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル
- 保険医療材料請求分類：マイクロカテ・OSB

- セット内容：マイクロカテーテル、ロックシリンジ(1mL・2.5mL)、シェイピングマンドレル、Yコネクタ
 - エチレンオキサイドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可の DISPOSABLE 製品です。
本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
PIOLAX 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560