




BISHOP HF

High flow microcatheter


トリアキシャルシステムにおいて使いやすさをデザインした ハイフローカテーテルそれが「BISHOP HF」です。

スムーズなトラッカビリティ

- 最先端のペンシル加工による挿入性の向上




- 段差の少ない剛性バランスにより先端への力の伝わりをリニアに発揮



併用デバイスをスムーズにデリバリー


- タングステンブレードの採用により視認性、プッシュビリティの向上



- 蛇行血管挿入時の剛性バランスの最適化により扁平や潰れを軽減



製品仕様



カタログ番号	有効長	先端形状	外径		内径	適合ガイドワイヤ最大外径	最大耐圧 (先端開放時)	JANコード
			先端部	手元部				
MC21-S110B	110 cm	ストレート	0.90 mm (2.7 Fr.)	0.93 mm (2.8 Fr.)	0.70 mm (0.027 inch)	0.54 mm (0.021 inch)	6,895 kPa (1,000 psi)	4545428038038
MC21-S130B	130 cm							4545428038045
MC21-S150B	150 cm							4545428038052

- 販売名：マイクロカテーテルPX
- 医療機器承認番号：23000BZX00348000
- 医療機器分類：高度管理医療機器（クラスⅣ）
- 一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル
- 保険医療材料請求分類：マイクロカテ・OZ

- セット内容：マイクロカテーテル本体・シリンジ（2.5 mL）・シェイピングマンドレル
 - エチレンオキシドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可のディスposable製品です。
本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
 TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560