



BOBSLED[®]
ALLROUNDER[®]

PIOLAX

「肝動脈塞栓術」に求められる要求事項を 網羅すべく開発した“総合力強化型”マイクロカテーテル。 「一本で造影から治療まで」 それが“BOBSLED® ALLROUNDER®”です。

(ボブスレー オールラウンダー)

●製品特性

1. 全長エックス線不透過
2. 内腔テーパ構造
※ BOBSLED® ALLROUNDER®のみ
3. 外面親水性コーティング
4. 保証耐圧6,895kPa(1,000psi) ※ 内腔開放時
5. ガイドワイヤや塞栓物質の挿入性を
追求したクリアハブ

●製品仕様



■ 最大ガイドワイヤ径：0.46mm(0.018inch)

●BOBSLED® ALLROUNDER®(ボブスレーオールラウンダー)

カタログ番号	有効長	先端形状	外径 (先端部/シャフト部)	最小内径	柔軟長	最大耐圧 ※内腔開放時	JANコード
BS18-105	105cm						4540778141377
BS18-125	125cm	ストレート	0.68mm/0.93mm (2.0Fr./2.8Fr.)	0.53mm (0.021inch)	400mm	6,895kPa (1,000psi)	4540778141384
BS18-150	150cm						4540778141391
BS18-125A	125cm	アングル					4540778141414

ラベルでは耐圧(開放系)と表示しています

●BOBSLED® DOWNSIZING®(ボブスレーダウンサイジング)

カタログ番号	有効長	先端形状	外径 (先端部/シャフト部)	最小内径	柔軟長	最大耐圧 ※内腔開放時	JANコード
BS18-105DS	105cm						4540778141438
BS18-125DS	125cm	ストレート	0.68mm/0.77mm (2.0Fr./2.3Fr.)	0.53mm (0.021inch)	400mm	6,895kPa (1,000psi)	4540778141445
BS18-150DS	150cm						4540778141452
BS18-125DSA	125cm	アングル					4540778141476

ラベルでは耐圧(開放系)と表示しています

- 販売名：ボブスレー オールラウンダー
- 承認番号：22600BZX00180000
- 医療機器分類：高度管理医療機器(クラスⅣ)
- 一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル
- 保険医療材料請求分類：マイクロカテーテル-OSB

- セット内容：マイクロカテーテル、ロック先注射筒(1.0mL、2.5mL)、三方活栓、マンドレル
 - エチレンオキシドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可のディスposable製品です。
本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【販売元】
株式会社 **PIOLAX** **パイオラックス メディカル デバイス**
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

【製造販売元】
KANAKA MEDICAL PRODUCTS 株式会社 **カネカ**
〒530-8288 大阪府大阪市北区中之島2-3-18

C-BBS1705第3版SW