


# DOMEMESH

ドームメッシュ




# プレート表面から スクリュー突出量を抑えた 設計にしています。

■ WKM-501



■ WKM-502



カタログ番号	サイズ	高さ	プレート厚	数量	保険医療材料請求分類	JANコード
WKM-501	125 × 91mm	17.5mm	0.6mm	1個	固定用内副子・F2-a-2	4545428033811
WKM-502	160 × 115mm	25.1mm	0.6mm	1個	固定用内副子・F2-a-2	4545428035310


- 販売名：湾曲メッシュ
- 承認番号：22600BZX00272000
- 医療機器分類：高度管理医療機器(クラスⅢ)
- 一般的名称：体内固定用プレート

- 本製品は未滅菌品です。施設での滅菌をお願い致します。
- テンティング(硬膜吊上げ)に使用する縫合糸はモノフィラメントタイプをご使用下さい。  
本品は再使用不可のディスプレイ製品です。  
本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。  
仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## Tools 工具類 (未滅菌)

### ヤスリ

カタログ番号：YS-01



JANコード
4545428033828
届出番号
14B1X00016000021
医療機器分類
一般医療機器(クラスI)
一般的名称
骨手術用器械

### ラウンドベンダー

カタログ番号：RB-01



JANコード
4545428025922
届出番号
14B1X00016000013
医療機器分類
一般医療機器(クラスI)
一般的名称
骨手術用器械

### ハードカッター

カタログ番号：CS-02



JANコード
4545428033842
届出番号
14B1X00016000022
医療機器分類
一般医療機器(クラスI)
一般的名称
骨手術用器械

### ハンマー

カタログ番号：HN-01



JANコード
4545428033859
届出番号
14B1X00016000023
医療機器分類
一般医療機器(クラスI)
一般的名称
骨手術用器械

### ピーティベンダー

カタログ番号：BK-01



JANコード
4545428011819
届出番号
14B1X00016000004
医療機器分類
一般医療機器(クラスI)
一般的名称
骨手術用器械

### 滅菌ケース

カタログ番号：MK0003

JANコード
4545428034757

プレート成形用器械セット カタログ番号：DMT-01

JANコード	医療機器分類
4545428034764	一般医療機器(クラスI)
届出番号	一般的名称
14B1X00016000024	骨手術用器械

※ラウンドベンダーを除くすべてのToolsに台座が入ったセットです。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】

**PIOLAX**

株式会社 **パイオラックス** メディカル デバイス

〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560