

アンギオライン(耐圧三方活栓)

- 気泡や流れ方向の確認が容易なクリアタイプです。
- ローテータ型・ロック型により、手技にあった選択が可能です。
- スムーズなハンドル動作で操作が容易です。

三方活栓
ロック型



三方活栓
ローテータ型



カタログ番号	タイプ	耐圧	包装単位	JANコード
0952100	ロック型	900psi	50入/箱	4542187083781
0952101	ローテータ型			4542187083798

- 販売名：アンギオライン
- 承認番号：20400BZZ00927000
- 医療機器分類：管理医療機器(クラスII)
- 一般名称：血管造影キット
- エチレンオキサイドガス滅菌済み

※本品は再使用不可のディスposable製品です。
※本品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。


エクステンションチューブ(耐圧アンギオチューブ)

- 回転ロックを採用し、接続がスムーズです。
- 気泡や薬液の流れの確認が容易なクリアタイプです。
- 軽くしなやかで、無理な抵抗を感じません。



カタログ番号	高圧三方活栓(ロック型)	長さ	内径	耐圧	プライミングボリューム	包装単位	JANコード
0952025	無し	25cm	1.6mm	1,000psi	約0.5cc	20入/箱	4542187083583
0952050		50cm			約1.0cc		4542187083590
0952075		75cm			約1.51cc		4542187083606
0952125	有り	25cm	900psi	約0.5cc	4542187083668		
0952150		50cm		約1.0cc	4542187083675		
0952175		75cm		約1.51cc	4542187083682		

- 販売名：エクステンションチューブ
- 承認番号：20600BZZ002800000
- 医療機器分類：管理医療機器(クラスII)
- 一般名称：造影用耐圧チューブ
- エチレンオキサイドガス滅菌済み

【製造販売元】  クリエイトメディック株式会社
〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
TEL:045-943-2741 FAX:045-943-2746

ICカバー(造影管用カバー)

- 血管造影室の機器を血液や体液等の汚染から保護する為の滅菌済みフィルム製カバーです。



カタログ番号	サイズ(直径)	包装	JANコード
IC-075	75cm	100袋入/箱	4562117780771
IC-100	100cm		4562117780788
IC-125	125cm		4562117780795
IC-150	150cm		4562117780801

【製造販売元】 株式会社アイテックス
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル7F 0711B
TEL:03-3580-2351 FAX:03-3580-8610

- 納期、価格につきましては、発売元もしくは担当営業までお問い合わせください。
- 仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【発売元】  株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560