



# NB-Braid<sup>®</sup>

Naso-Biliary Drainage Catheter

Evolution of the drainagetube

# ブレード構造により「キックに対する復元性」を高めたドレナージカテーテルです。


■ 「柔らかさ」を追求した素材は患者様の違和感低減に寄与します。

■ 先端部の硬さは「挿入性・留置安定性」を高めることに寄与します。

ENBDとしての基本性能である「エックス線透視下視認性(カテーテル/先端マーカ)」を高め、確実な留置手技をサポートします。


## ● ピッグテール

楕円に形状付けされた「ピッグテール形状」と「ピッグテール部のカーブ形状」は胆管に留まる力を補います。



## ● αループ

留置位置の目安となる「αマーキング」を付与しています。



## ● コネクタ(付属品)



※コネクタをドレナージカテーテルに取り付ける際は、ポートをキャップ奥まで確実に接触するまで締めてください。(最後まで締めても内腔は保持されます。)

## ● 製品規格

カタログ番号	タイプ	形状	外径	全長	適合ガイドワイヤ最大外径	JANコード
NB05-P	ピッグテール		1.7mm (5Fr.)	2,500mm	0.89mm (0.035inch)	4545428034788
NB06-P			2.0mm (6Fr.)			4545428034771
NB05-A	α		1.7mm (5Fr.)			4545428034214
NB06-A			2.0mm (6Fr.)			4545428033552
NB05-AL	αロング		1.7mm (5Fr.)			4545428034221
NB06-AL			2.0mm (6Fr.)			4545428033569
NB05-RAL	逆αロング		1.7mm (5Fr.)			4545428034238
NB06-RAL			2.0mm (6Fr.)			4545428033576

■ 販売名: NB-ブレード  
 ■ 認証番号: 226AFBZX00148000  
 ■ 医療機器分類: 管理医療機器(クラスII)  
 ■ 一般的名称: 短期的使用胆管・尿管用カテーテル  
 ■ 保険医療材料請求分類: PTCD経鼻カテ

■ エチレンオキサイドガス滅菌済み  
 本品は再使用不可のディスposable製品です。  
 本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。  
 仕様・外觀につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】

**PIOLAX**

株式会社 **パイオラックス メディカル デバイス**  
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

C-NB1705第5版SW