

内視鏡用ディスポーザブル洗浄スポンジ

新洗組



あ
く
汚染即斬

- 一、汚れを逃さざること。
- 一、スコープを傷つけぬこと。
- 一、清潔の世を衛ること。

我等、スコープ新洗組



内視鏡用ディスプレイザブル洗浄スポンジ


新洗組

1. 高い洗浄効果



先端のスポンジでほとんどの
汚れをキャッチ！
残りのスポンジで細かい汚れも
逃しません！

2. 管路にやさしい



ブラシにスポンジを採用するだけでなく、先端部も
柔らかくすることで管路を傷付けにくくしました！

3. 単回使用で安全確実

協力・参考資料:樋口浩和技師 新田孝幸技師 京都大学医学部附属病院医療器材部内視鏡技師(臨床工学技士)
内視鏡洗浄用スポンジブラシの開発とその性能評価 日本消化器内視鏡技師会会報第43号

カタログ番号	サイズ規格 (スポンジ径/全長)	適合チャンネルサイズ	シャフトカラー	入数/箱
25220	2.8mm(3個)/220cm	2.0mm~2.4mm	緑色	50
35220	3.5mm(3個)/220cm	2.6mm~3.2mm	水色	
*35250	3.5mm(3個)/250cm 有効長200cm内視鏡対応			
45220	4.5mm(3個)/220cm	3.7mm~4.2mm	橙色	

※は特注対応品です

- 仕様・外觀については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 本品のご使用に際しては、製品ラベルの取扱説明文を必ずお読み下さい。

Made in Japan

※本製品につきましては、販売元もしくは取扱店までお問い合わせください。

【販売元】
PIOLAX 株式会社 **パイオラックス** メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560