


ケミカルバリアガウン

抗がん剤曝露防御・ウィルス防御対策ガウン



◆ 生地は三層構造の SFS を使用

- 手術用ガウンよりも圧倒的に高いバリア性



◆ 高いバリア性能

- 抗がん剤がガウンに付着しても透過しません
- 感染症患者様の血液・体液も透過しません

◆ 重症感染症患者様の手術時に 使用が可能な「ハイスペック サージカルガウン」(滅菌) もございます

1

人工血液
バリア性
クラス6合格

2

ウィルス
バリア性
クラス6合格

3

化学防護服
タイプ^o
4・5・6 適合品

4

AAMI
レベル
レベル4 適合品