


SeekMaster

RevoWave

■ 製品概要



カタログ番号	タイプ	最大外径	全長	シャフト剛性	ウレタン樹脂長	コイル長(視認部)	先端形状	JANコード	定価
PXHA-3545P	0.035タイプ	0.89mm	450cm	ハード	5cm	4cm	アングル	4545428039189	¥23,000-

- 販売名 : ガイドワイヤPX
- 医療機器認証番号 : 301AFBZX00036000
- 一般名称 : 非血管用ガイドワイヤ
- 医療機器分類 : 管理医療機器 (クラスⅡ)
- 保険医療材料請求分類 : PTCDFワイヤー
- エチレンオキサイドガス滅菌済み

本品は再使用不可のディスポーザブル製品です。

本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【製造販売元】

PIOLAX

株式会社 パイオラックス メディカル デバイス

〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【製品に関するお問い合わせ先】

TEL : 045-517-9740 FAX : 045-811-8560