

# **ASAHI** *Train*

PTA BALLOON CATHETER

# エントリーは小さく、病変部位はしっかり



## 1 テーパードロングノーズ (親水性コート)

親水性コーティングを施した先端  
30mmの“ロングノーズ”がスムーズな  
トラッカビリティとクロッサビリ  
ティを実現します。

## 2 ノン・コーティングの バルーン部

狭窄部をとらえ、拡張時のスリッピング  
を予防します。

ASAHI<sup>®</sup>  
Train

Train Balloon Compliance

圧力	kPa (atm)	912 (9)	1013 (10)	1115 (11)	1216 (12)	1317 (13)	1418 (14)	1520 (15)
バルーン径	4.0mm	3.84	3.88	3.92	3.95	3.98	4.00	4.03
	5.0mm	4.76	4.80	4.86	4.90	4.95	5.00	5.02
	6.0mm	5.74	5.81	5.88	5.93	5.98	6.00	6.06

# より拡張可能なバルーンカテーテル。

「バルーンダイレーター」ならぬ「ダイレーターバルーン」コンセプト。

「屈曲蛇行した血管」、「急峻に分岐する血管」、「タイトな狭窄・閉塞部位」、「吻合部付近の病変」、

これら病変部へ挿入されたガイドワイヤーにスムーズに追従し、

クロスする血管拡張用バルーンカテーテル。

それが ASAHI Train です。

## 3 ハイプレッシャーバルーン


RBP 2027kPa (20atm)  
※6mm は 1824kPa (18atm)

推奨拡張圧 最大拡張圧


1621 (16)	1723 (17)	1824 (18)	1925 (19)	2027 (20)	2128 (21)	2229 (22)	2330 (23)	2432 (24)	2533 (25)
4.05	4.07	4.09	4.12	4.14	4.17	4.19	4.21	4.25	4.28
5.05	5.08	5.11	5.14	5.17	5.20	5.23	5.26	5.30	5.34
6.10	6.13	6.17	6.19	6.22	6.25	6.28	6.32	6.35	6.39

# Ordering Information

## Train



## Train Short Tip



製品名	カタログ番号	有効長	バルーン径	バルーン有効長	推奨拡張圧	最大拡張圧	適合ガイドワイヤー	適合シース
ASAHI Train	TRN040-4020	40cm	4.0mm	2cm	1418kPa (14atm)	2027kPa (20atm)	0.46mm (0.018inch)	1.34mm (4Fr)
	TRN040-4040			4cm				
	TRN040-5020		5.0mm	2cm				
	TRN040-5040			4cm				
	TRN040-6020		6.0mm	2cm				
	TRN040-6040			4cm				
	TRN080-4020	80cm	4.0mm	2cm				
	TRN080-4040			4cm				
	TRN080-5020		5.0mm	2cm				
	TRN080-5040			4cm				
	TRN080-6020		6.0mm	2cm				
	TRN080-6040			4cm				
ASAHI Train Short Tip	TRNS040-4040	40cm	4.0mm	4cm	1418kPa (14atm)	2027kPa (20atm)	0.46mm (0.018inch)	1.34mm (4Fr)
	TRNS040-5040		5.0mm			2027kPa (20atm)		
	TRNS040-6040		6.0mm			1824kPa (18atm)		
	TRNS080-4040	80cm	4.0mm			2027kPa (20atm)		
	TRNS080-5040		5.0mm			2027kPa (20atm)		
	TRNS080-6040		6.0mm			1824kPa (18atm)		

販売名：Train トレイン

医療機器承認番号：22000BZZ00008000

特定保険医療材料機能区分：血管内手術用カテーテル PTA バルーンカテーテル 一般型・特殊型

■付属品・在庫状況は担当営業にお問い合わせください。

© 2017 ASAHI INTECC CO., LTD.  
「ASAHI」及び「Train」は朝日インテック株式会社の日本国及びその他の国における商標又は登録商標です。

販売元

**PIOLAX**

株式会社 パイオラックス メディカル デバイス  
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3  
TEL：045-517-9740 FAX：045-811-8560

製造販売元

**ASAHI INTECC**

朝日インテック株式会社  
〒489-0071 愛知県瀬戸市暁町3番地100  
TEL:0561-48-5551 FAX:0561-48-5552  
<http://www.asahi-intecc.co.jp/>