



術者の誰もが
安定した W/O エマルションを
調製することが可能な薬液混合コネクタ
それが「マイクロマジック」です。

1 安定した W/O エマルションを生成

表面に特殊処理がされた微細な多孔質ガラス膜が、安定した W/O エマルションを生成します。

2 手順はシンプル、簡単操作

特殊な機器は必要ありません。シリンジを接続し連続相液 [O : Oil] から注入、1push 約 1~2 秒、20 往復のポンピング、それだけです。

3 操作しやすい V 型設計

ポンピング操作に違和感を感じない 90 度角設計。



製品情報

カタログ番号	入数	JAN コード
MM - 100	5 個 / 箱	4545428038625

エチレンオキサイドガス滅菌済
再使用禁止

- 販売名：パイオラックスエマルジョンコネクタ
- 届出番号：14B1X00016000027
- 一般的名称：調整用薬液注入コネクタ
- 医療機器分類：一般医療機器（クラスⅠ）

※本製品使用上の注意：ご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください



【製造販売元】

株式会社 パイオラックス メディカル デバイス

〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560