




Λόγος

LOGOS

GrandMaster

Micro Balloon Catheter



PIOLAX

トレードオフは生じない。

求められる機能の一部を尖らすことなく、1本にバランス集約した
マイクロバルーンカテーテルの標準形。


それが“LOGOS® GrandMaster®”です。

ロゴス グランマスター

■ LOGOS GrandMasterの機能

- 1 Super Short Tip構造 / 先端1.9 Fr
- 2 柔軟で安定性に優れたバルーン設計
- 3 安定した長時間の拡張持続性
- 4 早いデフレーションタイム
- 5 主腔耐圧 ≤ 6.21 MPa (900 psi) ※ 開放系

■ 形状・構造



■ 製品規格・仕様

| カタログ番号 | 有効長 | 主腔内径 | 最大ガイドワイヤー径 | 外径 [先端/後端] | バルーン外径 | JANコード |
|-----------|--------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------|
| LG16-105S | 105 cm | 0.46 mm (0.018 inch) | 0.41 mm (0.016 inch) | 0.63 / 0.96 mm (1.9 / 2.9 Fr) | 3 ~ 5 mm | 4540778158092 |
| LG16-125S | 125 cm | | | | | 4540778158108 |
| LG16-150S | 150 cm | | | | | 4540778158115 |

【内容物】・カテーテル×1セット (カテーテル×1、主腔用シリンジ1mL×1、インサーター×1)
・バルーン用アクセサリ×1セット (拡張用シリンジ1mL×1、プライミング/収縮用シリンジ30mL×1、接続チューブ×1、ストップコック×1)

■ 販売名: ロゴス
■ 承認番号: 22400BZX00126000
■ 医療機器分類: 高度管理医療機器 (クラスIV)
■ 一般的名称: 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル
■ 保険医療材料請求分類: 血管内手術用カテーテル
オクルージョンカテーテル・特殊型

■ エチレンオキシドガス滅菌済み
本品は再使用不可のディスposable製品です。
本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。
仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
「LOGOS」または「GrandMaster」は、株式会社パイオラックスメディカルデバイスの登録商標です。
参考: 商標登録第5399401号、第5943228号

※本製品につきましては、販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【販売元】

PIOLAX 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

【製造販売元】

KANEKA MEDICAL PRODUCTS 株式会社 カネカ
〒530-8288 大阪府大阪市北区中之島2-3-18