

RealMaster


RevoWave



RealMaster


RevoWave

製品特徴



特殊なPTFE構造


ダイレクトなトルクを実現



容易なループ形成

狭窄突破性と
深部挿入性を高めます

製品概要



製品規格

カタログ番号	タイプ	最大外径	全長	JANコード
HRUA-2545	0.025	0.64mm	4,500mm	4545428039752

販売名: ガイドワイヤPXII

認証番号: 304AFBZX00061000

一般的名称: 非血管用ガイドワイヤ

医療機器分類: 管理医療機器 (クラスII)

保険医療材料請求分類: PTCDワイヤー

エチレンオキシドガス滅菌済み

■本品は再使用不可のディスポーザブル製品です。

■本製品をご使用の際には、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。

■仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【製造販売元】

PIOLAX 株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560