

■ C-STOPPER Coil



C-STOPPER 0.016" Anchor Coil (0.016"アンカー付きコイル)

カタログ番号	全長	コイル外径	S字幅	適応最大血管径	JANコード
CSC073-18	180mm	7mm	3.0mm	5mm	4545428008383

C-STOPPER 0.016" Filling Coil (0.016"アンカー無しコイル)

カタログ番号	全長	コイル外径	S字幅	適応最大血管径	JANコード
CSC030-02S	30mm	-	2.3mm	-	4545428017132
CSC060-02S	60mm	-	2.3mm	-	4545428017156
CSC100-03S	100mm	-	3.0mm	-	4545428017163
CSC140-03S	140mm	-	3.0mm	-	4545428017187
CSC180-03S	180mm	-	3.0mm	-	4545428017194

C-STOPPER 0.014" Filling Coil (0.014"アンカー無しコイル)

カタログ番号	全長	コイル外径	S字幅	適応最大血管径	JANコード
CSC015-02-14S	15mm	-	2.0mm	-	4545428027674
CSC030-02-14S	30mm	-	2.0mm	-	4545428027681
CSC060-02-14S	60mm	-	2.0mm	-	4545428027704
CSC100-03-14S	100mm	-	2.8mm	-	4545428027711

■ C-STOPPER Coil Pusher



カタログ番号	適応	全長	エックス線不透過長	エックス線不透過部外径/手元部外径	JANコード
CSC180-17P	0.016"コイル用	1,800mm	30mm	0.43mm/0.41mm(0.017/0.016inch)	4545428011987
CSC180-15P	0.014"コイル用	1,800mm	50mm	0.39mm/0.36mm(0.015/0.014inch)	4545428028169

- 販売名: C-ストッパー
- 承認番号: 21600BZZ00129000
- 医療機器分類: 高度管理医療機器(クラスIV)
- 一般的名称: 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材
- 保険医療材料請求分類: 血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・① コイル・A 標準型
血管内手術用カテーテル・塞栓用コイル・② プッシャー

- エチレンオキサイドガス滅菌済み
- 本品は再使用不可のディスposable製品です。
- 本製品をご使用の際は、添付文書をよくお読みになり、記載されている説明に従ってご使用ください。仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

C-STOPPER COIL

※本製品につきましては、製造販売元もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

【製造販売元】
PIOLAX 株式会社 **パイオラックス メディカル デバイス**
 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】
 TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560

C-STOPPER COIL

独自のコイルシェイプによる塞栓効果とダブル・イン・コイル構造による固定力
再開通リスクの低減と一塞栓当たりに対するコイル使用本数減少を目的に開発したマイクロコイル
それがC-ストッパー[®]です。

独自のコイル形状、柔軟構造による塊状形成

コイル素線径を上げ、塞栓目的血管内の体積占有率を向上

コイルプッシャー (0.016" Coil用 / 0.014" Coil用)

2サイズバリエーション

0.016" Coil用 (Distal tip 0.017" / Proximal shaft 0.016")

0.014" Coil用 (Distal tip 0.015" / Proximal shaft 0.014")

マイクロカテーテル内面損傷を低減するラウンドチップ加工

2サイズバリエーション

0.016inch Anchor Coil Filling Coil

0.014inch Filling Coil

製品構造

