

W Buddy II


PIOLAX

Buddy II

透析シャントPTA用バルーンカテーテルを安定して運ぶ『サポート性』、高度狭窄でも使用できる『狭窄部突破性』、術者の意図する細かい動きを可能にする『操作性』を徹底的に追求したガイドワイヤ。

【製品特性】

- 1 耐キンク性に優れたニッケルチタンシャフト採用
- 2 最適化されたテーパー長
- 3 先端のトルク性能向上
- 4 良好な視認性
- 5 耐久性・滑り性が高い親水性コーティング
- 6 先端部シェイピング機能



カタログ番号	先端形状	径 (inch)	X線不透過長 (mm)	有効長 (mm)	JANコード
BUD218-100A	アングル	0.018	25	1000	4580472782308
BUD218-160A	アングル	0.018	25	1600	4580472782315

販売名：SNXガイドワイヤー

医療機器承認番号：22400BZX00137000

医療機器分類：高度管理医療機器（クラスⅣ）

一般の名称：心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ

保険医療材料請求分類：血管造影用ガイドワイヤー（2）微細血管用

■エチレンオキシドガス滅菌済

■再使用禁止

【製造販売業者】



株式会社 ティーアールエス

〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀5321 岡山リサーチパーク

【販売業者】



株式会社 パイオラックス メディカル デバイス

〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560