

清潔区域を広く確保し、術者がハサミでドレープをカットする手間を省きます。



PTCD用全身ドレープ (横穴、テープ付き)

- ☆患者様の腹部正中から側面にかけて術野を確保できるスペックです。
- ☆緊急のPTCD処置にも有効なドレープです。

透析シャントPTA用ドレープ (吸水タイプ、シール付き)

- ☆前腕部の術野を自在に変更出来る様に開発された専用ドレープです。

【規格】



商品名	カタログ番号	規格	包装単位	JANコード
PTCD用全身ドレープ	N-1525HT830	1,500 mm × 2,500 mm 80 mm × 300 mm (横穴)	30枚/箱	4562117782959
透析シャントPTA用ドレープ	P-915HT830	900 mm × 1,500 mm 80 mm × 300 mm (ふた付)	25枚/箱	4560144000053

- 販売名：手術・処置用不織布覆布
- 一般的名称：単回使用汎用サージカルドレープ
- 医療機器分類：一般医療機器（クラスⅠ）
- 届出番号：27B1X00114000014

- 納期、価格につきましては、販売元もしくは担当営業までお問い合わせください。
- 仕様・外観につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【製造販売元】

株式会社メディテックジャパン
〒541-0048 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目2番地7号 山口興産堺筋ビル6階
TEL:06-7711-6060 FAX:06-7711-6061

【販売元】

株式会社 パイオラックス メディカル デバイス
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2265-3

【商品に関するお問い合わせ先】

TEL:045-517-9740 FAX:045-811-8560